

FATSCREW ANCHOR SYSTEM

FAT MODEL	Indicaciones	Localizaciones	Posición
2,5X14	DISTALIZACIÓN + INTRUSIÓN POSTERIOR	ZONA RETROMOLAR SUPERIOR/CRESTA INFRACIGOMATICA	2, 6
2,5X16	DISTALIZACIÓN + INTRUSIÓN POSTERIOR	ZONA RETROMOLAR SUPERIOR	6
2,5X18	DISTALIZACIÓN + INTRUSIÓN POSTERIOR	ZONA RETROMOLAR SUPERIOR	6
2,5X20	DISTALIZACIÓN + INTRUSIÓN POSTERIOR	ZONA RETROMOLAR SUPERIOR	6
LONG MODEL			
2,0X10	USO GENERAL, INTRUSIÓN POSTERIOR, RETRACCIÓN EN CASOS DE EXOS, ANCLAJE INDIRECTO	GENERALMENTE INTERRADICULAR, RETROMOLAR INFERIOR, RETROMOLAR SUPERIOR	6
2,0X12	USO GENERAL, INTRUSIÓN POSTERIOR, RETRACCIÓN EN CASOS DE EXOS, ANCLAJE INDIRECTO	GENERALMENTE INTERRADICULAR, RETROMOLAR INFERIOR, RETROMOLAR SUPERIOR	6
2,0X14	DISTALIZACIÓN , INTRUSIÓN, RETROMOLAR INFERIOR	CRESTA INFRACIGOMATICA, "BUCCAL SHELF", INTERRADICULAR, PALADAR	2,7,4,3
2,0X16	DISTALIZACIÓN, ANCLAJE PARA MARPE CUSTOMIZADO	CRESTA INFRACIGOMATICA, "BUCCAL SHELF", PALADAR	2,3
2,0X18	DISTALIZACIÓN, INTRUSIÓN, ANCLAJE PARA MARPE CUSTOMIZADO	CRESTA INFRACIGOMATICA, "BUCCAL SHELF", ANCLAJE TRANSALVEOLAR, PALADAR	2
2,0X20	INTRUSIÓN , ANCLAJE PARA MARPE CUSTOMIZADO	ANCLAJE TRANSALVEOLAR INTERRADICULAR, PALADAR	3
2,0X22	INTRUSIÓN , ANCLAJE PARA MARPE CUSTOMIZADO	ANCLAJE TRANSALVEOLAR INTERRADICULAR, PALADAR	3
2,0X24	INTRUSIÓN , ANCLAJE PARA MARPE CUSTOMIZADO	ANCLAJE TRANSALVEOLAR INTERRADICULAR, PALADAR	3
SHORT MODEL			7,4
1,6X8	USO GENERAL, INTRUSIÓN POSTERIOR, RETRACCIÓN EN CASOS DE EXOS, ANCLAJE INDIRECTO	GENERALMENTE INTERRADICULAR	7,4
1,6X10	USO GENERAL, INTRUSIÓN POSTERIOR, RETRACCIÓN EN CASOS DE EXOS, ANCLAJE INDIRECTO	GENERALMENTE INTERRADICULAR	7,4
1,6X12	USO GENERAL, INTRUSIÓN POSTERIOR, RETRACCIÓN EN CASOS DE EXOS, ANCLAJE INDIRECTO	GENERALMENTE INTERRADICULAR	7,4
1,8X8	USO GENERAL, INTRUSIÓN POSTERIOR, RETRACCIÓN EN CASOS DE EXOS, ANCLAJE INDIRECTO	GENERALMENTE INTERRADICULAR	7,4
1,8X10	USO GENERAL, INTRUSIÓN POSTERIOR, RETRACCIÓN EN CASOS DE EXOS, ANCLAJE INDIRECTO	GENERALMENTE INTERRADICULAR, RETROMOLAR INFERIOR	7,4,6
1,8X12	USO GENERAL, INTRUSIÓN POSTERIOR, RETRACCIÓN EN CASOS DE EXOS, ANCLAJE INDIRECTO	GENERALMENTE INTERRADICULAR, RETROMOLAR INFERIOR	7,4,6

