

# INIBSA SP Clean

Desinfección rápida de superficies resistentes al alcohol.  
Sin necesidad de aclarado.

Spray para la limpieza y desinfección de superficies de productos sanitarios no invasivos como el sillón y la lámpara.



## Indicaciones y características

Solución para la desinfección rápida de superficies en el área médica. Adecuado para la desinfección de superficies pequeñas y de difícil acceso, así como equipos médicos no invasivos como sillones de tratamiento, lámpara, ...

- Amplio espectro de acción.
- Sin aldehídos.
- Sin necesidad de aclarado.

## Modo de empleo

Antes de utilizar, verificar que la zona a tratar esté limpia y sea compatible con el alcohol.

- 1 Pulverizar INIBSA SP Clean sobre la zona que desee desinfectar desde unos 30 cm de distancia.
- 2 Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.
- 3 No es necesario aclarar las superficies con agua.

## Composición

Sustancia activa en 100 g del producto: etanol - 63,7 g, 2-propanol - 6,3 g.

## Precauciones de uso

**Tipo de peligro:** H319 - Provoca irritación ocular grave. H226 - Líquidos y vapores inflamables. **Precauciones:** P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/ máscara de protección. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes- No fumar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo tipo ABC para apagarlo. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P501: Eliminar el contenido/envase en los depósitos de separación de residuos existentes en su municipio.

Antes de utilizar, leer atentamente la etiqueta y la ficha de seguridad del producto.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel.: 915620420 y notificar al fabricante y a la AEMPS.

## Propiedades microbiológicas

Eficacia	Normas	Tiempo contacto
Bactericida (incluyendo MRSA)	EN 13697	30 s* / 60 s
	EN 13727, EN 16615	30 s
Levuricida ( <i>C. albicans</i> )	EN 13624	15 s
	EN 13697	30 s*
	EN 16615	30 s
Tuberculicida ( <i>M. terrae</i> )	EN 14348	30 s
Virus envueltos ( <i>Vaccinia</i> , Coronavirus, VIH, VHB, VHC)	EN 14476	30 s* / 60 s
Virus envueltos (VDVB)	EN 14476	30 s
Rotavirus	EN 14476	30 s* / 60 s
Norovirus	EN 14476	30 s

(\*en condiciones de limpieza)

Producto destinado para uso profesional

Distribuido por:

**Laboratorios Inibsa, S.A.** Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (España). T +34 938 609 500 | F +34 938 439 695

 **MEDISEPT Sp. z o.o.** ul. Ludwika Spiessa 4. 20-270 Lublin, Made in Poland | tel +48815352222 | [www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)

Contacta con nosotros: 902 464 272 | [www.inibsa.es](http://www.inibsa.es) | [dental@inibsa.com](mailto:dental@inibsa.com)

Síguenos en:

